

Perclose™ ProStyle™

Suture-Mediated Closure and Repair System

CORONARY | PERIPHERAL

EXPERIENCE... THE DIFFERENCE.

DON'T JUST CLOSE.
SUTURE-MEDIATED
CLOSE.

動脈:

5~21F
シース適応*

静脈:

5~24F
シース適応*



NOW AVAILABLE

* 8Fを超えるシースを用いたアクセス部の止血には、本品2本以上を用いたプレクローズ法を実施すること
本品の使用は、カテーテルを用いる診断及び治療に熟練した医師で、アボットメディカルによる既定のトレーニングを受講する必要があります。

販売名: パークローズ ProStyle 医療機器承認番号: 30300BZX00158000 分類: 高度管理医療機器

This material is intended for use by healthcare professionals only.

Illustrations are artist's representations only and should not be considered as engineering drawings or photographs. Photos on file at Abbott.

™ Indicates a trademark of the Abbott Group of Companies. Information contained herein for use in Japan ONLY.

製造販売業者

アボットメディカルジャパン合同会社

本社: 〒105-7115 東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター
お問い合わせ: VASCULAR事業部

〒108-6304 東京都港区三田3-5-27 住友不動産三田ツインビル西館4F
Tel (03)4560-0780 Fax (03)4560-0781

製品の使用にあたりましては、添付文書をご確認のうえ
適正使用にご協力をお願い申し上げます。

www.cardiovascular.abbott/jp

©2021 Abbott. All rights reserved. (MAT-2112368 v1.0)

