


脳血管用ガイディングシースキット

*Axcelguide*TM
アクセルガイド



メディキット株式会社


ガイディングカテーテルと導入用シースを融合させたシステムです。
 ダイレーターを標準装備したダイレクトパンクチャーシステムの採用により、
 シースレスで直接ガイディングカテーテルを挿入して手技が行えます。
 従来システムに比べ、内径を変えずに外径は約2Frのサイズダウンとなります。

症例 72歳 女性 左内頸動脈-後交通動脈 分岐部破裂動脈瘤


写真提供：医療法人健裕会 永富脳神経外科病院 放射線科



5Fr Axcelguide™を左内頸動脈に留置。




2本のマイクロカテーテル（1.7Fr/2.4Fr、1.7Fr/2.4Fr）を動脈瘤内に留置、ダブルカテーテルテクニクを用い8mm/30cm、7mm/20cmのコイルでframeを形成した。




その後順次コイルを追加し、計5本で完全塞栓を得た。

キット構成



規格表



カテーテル先端形状 ▶ STA VTA

製品コード	品番	サイズ	長さ			親水性コート	カテーテルチューブ	カテーテル先端形状	JANコード
			有効長(cm)	全長(cm)	コート長(cm)				
AX0011	AX40078IOD1 STA	4Fr	78	85	なし	—	ハード	STA	4543527250177
AX0012	AX40088IOD1 STA		88	95	なし	—	ハード		4543527250184
AX0044	AX40093IOD1 VTA		93	100	なし	—	ハード		4543527250504
AX0013	AX50078IOD1 STA	5Fr	78	85	なし	—	ソフト	STA	4543527250191
AX0014	AX50088IOD1 STA		88	95	なし	—	ソフト		4543527250207
AX0024	AX50093IOD1 STA		93	100	なし	—	ハード		4543527250306
AX0033	AX50093IOD1 STA	5Fr	93	100	なし	—	ソフト	STA	4543527250399
AX0025	AX50093IOD1 VTA		93	100	なし	—	ハード		4543527250313
AX0102	AX60078IOD1 STA		78	85	30	○	ソフト		4543527251082
AX0103	AX60088IOD1 STA	6Fr	88	95	30	○	ソフト	STA	4543527251099
AX0020	AX60093IOD1 STA		93	100	なし	—	ハード		4543527250269
AX0032	AX60093IOD1 STA		93	100	なし	—	ソフト		4543527250382
AX0043	AX60088IOD1 VTA	6Fr	88	95	なし	—	ソフト	VTA	4543527250498

保険医療材料請求分類：ガイディングカテーテル(2)脳血管用・標準型 クラス分類：Ⅳ 販売名：メディキットガイディングシースキット
 承認番号：23100BZX00050000 JMDNコード：17846104

※詳しい製品内容は、営業担当者へお問い合わせください。

ご使用前に製品の添付文書を確認の上、記載されている説明に従って正しく使用してください。



メディキット株式会社

発 売 元：メディキット株式会社 〒113-0034 東京都文京区湯島 1-13-2 TEL.03-3839-0201

製造販売元：東郷メディキット株式会社 〒883-0062 宮崎県日向市大字日知屋字亀川 17148-6 TEL.0982-53-8000

営 業 所：東京・札幌・仙台・埼玉・千葉・八王子・横浜・金沢・名古屋・京都・関西・神戸・広島・松山・福岡・宮崎

流通倉庫：宮崎県日向市・千葉県佐倉市

<http://www.medikit.co.jp/>

<http://www.togomedikit.co.jp/>