



PRODUCT CATALOG

脳血管領域 取り扱い製品カタログ



メディキット株式会社

世界標準をめざし独創技術に生きる 医療機器メーカー

Neuroendovascular Therapy を安全、確実に

メディキットの使命は、インターベンションの新たな価値を生み出し、

医療従事者に多くのストラテジーを提供することです。

イノベーションの答えは現場にある

医療現場のニーズを見逃さずに

独自の技術と信念をもって、私たちは一歩先を進んで参ります。

全ては医療従事者、患者様の為に

Take one step ahead of innovation

一歩先のイノベーションを目指して

■ 脳血管用ガイディングカテーテル

・ Slim Guide™	2
---------------	---

■ インナー用ガイディングカテーテル

・ Cerulean G	3
・ Cerulean DD6 Plus	4

■ 脳血管用ガイディングシース

・ Axcelguide™(フェモラルアプローチ用)	5
・ Axcelguide™(上腕アプローチ用)	5

■ 血管造影用カテーテル

・ JB2 タイプ	6
・ シモンズタイプ	6
・ ニュートンタイプ	6
・ バーテbralタイプ	6
・ ヘッドハンタータイプ	6
・ モディファイドシモンズタイプ	6
・ その他	6

■ 製品詳細/付属品情報

・ Axcelguide™(フェモラルアプローチ用)	裏表紙
・ Axcelguide™(上腕アプローチ用)	裏表紙



Slim Guide™

5Fr~8Frで多くのラインナップを揃えたガイディングカテーテル。

各サイズに応じたカテーテル設計で様々な手技に対応します。

5Fr、6Fr Slim Guide™は、広い内腔でデバイスと造影剤の通過を容易にし、
ストレスの少ない治療を提供します。

7Fr、8Fr Slim Guide™は、優れたシャフトバランスと先端の柔軟性を兼ねそなえ、
血管到達とバックアップをサポートします。



Slim Guide

カテーテル先端形状 ▶ STA VTA/VT JB2 CBL(I)

製品コード	サイズ	長さ			親水性コート	カテーテル先端形状	外径 (mm/inch)	内径 (mm/inch)	品番	先端柔軟部 (ミドル長)	JANコード
OB1135	5Fr	有効長 (cm)	全長 (cm)	コート長 (cm)	—	STA	1.70 / 0.067	1.50 / 0.059	AO50BG0.15NH	1.0cm+1.0cm	4543527205481
OB1089		95	103	なし	—	STA			AO50BG0.16NH		4543527204262
OB1085		85	93	なし	—	VT			AO50BG0.15NH		4543527204224
OB1124		90	98	なし	—	VT			AO50BG0.15NH		4543527205375
OB1086		95	103	なし	—	VT			AO50BG0.16NH		4543527204231
OB1265		100	108	なし	—	VT			AO50BG0.16NH		4543527212885
OB1026		90	98	なし	—	STA			AO60BG0.15B	8.0cm	4543527187794
OB1139	6Fr	90	98	なし	—	STA	2.04 / 0.081	1.83 / 0.072	AO60BG0.15NH	5.0cm+5.0cm+10.0cm	4543527205528
OB1030		90	98	なし	—	VT	2.04 / 0.081		AO60BG0.15B	8.0cm	4543527187831
OB1071		100	108	なし	—	VT	2.04 / 0.081		AO60BG0.16B	8.0cm	4543527204088
OB1140		90	98	なし	—	VT	2.06 / 0.082		AO60BG0.15NH	5.0cm+5.0cm+10.0cm	4543527205535
OB1142		100	108	なし	—	VT	2.06 / 0.082		AO60BG0.16NH	5.0cm+5.0cm+10.0cm	4543527205559
OB1068		85	93	30	○	JB2	2.04 / 0.081		AO60BG0.15B(M)	8.0cm	4543527188210
OB1133		90	98	なし	—	STA	2.40 / 0.094	2.05 / 0.080	AO70BG0.15NH	3.0cm+2.0cm+1.0cm+1.0cm	4543527205467
OB1129	7Fr	90	98	なし	—	VT			AO70BG0.15NH		4543527205429
OB1106		90	98	30	○	CBL(I)			AO70BG0.15NH(M)		4543527204439
OB1262	8Fr	78	86	なし	—	STA	2.70 / 0.106	2.27 / 0.089	AO80BG0.14NH	3.0cm+2.0cm+1.0cm+1.0cm	4543527212854
OB1261		90	98	なし	—	STA			AO80BG0.15NH		4543527212847
OB1259		90	98	なし	—	VTA			AO80BG0.15NH		4543527212823

保険医療材料請求分類：ガイディングカテーテル (2) 脳血管用・標準型 クラス分類：Ⅳ 販売名：メディキットガイディングカテーテル

医療機器承認番号：21500BZZ00335000 JMDNコード：17846104

保険医療材料請求分類：ガイディングカテーテル (2) 脳血管用・標準型 クラス分類：Ⅳ 販売名：メディキットガイディングカテーテルMH

医療機器承認番号：21500BZZ00336000 JMDNコード：17846104

Cerulean G 「セルリアン G」



マイクロカテーテルのサポートに適したインナーガイディングカテーテル。

カテーテルは先端部を3段階に柔らかくし、


高い追従性を実現しました。

トーチャスな病変に対し、

マイクロカテーテルのアクセスをサポートします。




Cerulean G 4Fr



製品コード	サイズ	長さ			カテーテル 先端形状	品番	先端柔軟部 (ミドル長)	JANコード
		有効長(cm)	全長(cm)	コート長(cm)				
OB0951	4Fr	105	109	60	STA	AO40BG0.16G(M)	5.0cm+5.0cm+5.0cm	4543527181174
OB1054		113	117	60	STA	AO40BG0.17G(M)	15.0cm+5.0cm+5.0cm	4543527188074
OB0975		118	122	60	STA	AO40BG0.18G(M)	15.0cm+5.0cm+5.0cm	4543527184700
OB0936		123	127	60	STA	AO40BG0.18G(M)	15.0cm+5.0cm+5.0cm	4543527178143
OB0952		123	127	60	STA	AO40BG0.18G(M)	5.0cm+5.0cm+5.0cm	4543527181181
OB1061		123	127	60	フック45° 1.0	AO40BG0.18G(M)	5.0cm+5.0cm+5.0cm	4543527188142
OB1107		133	137	60	STA	AO40BG0.19G(M)	15.0cm+5.0cm+5.0cm	4543527204446

Cerulean G 5Fr




製品コード	サイズ	長さ			カテーテル 先端形状	品番	先端柔軟部 (ミドル長)	JANコード
		有効長(cm)	全長(cm)	コート長(cm)				
OB1055	5Fr	113	117	60	STA	AO50BG0.17G(M)	15.0cm+5.0cm+5.0cm	4543527188081
OB0976		118	122	60	STA	AO50BG0.18G(M)	15.0cm+5.0cm+5.0cm	4543527184717
OB0938		123	127	60	STA	AO50BG0.18G(M)	15.0cm+5.0cm+5.0cm	4543527178167
OB0954		123	127	60	STA	AO50BG0.18G(M)	5.0cm+5.0cm+5.0cm	4543527181204
OB1113		133	137	60	STA	AO50BG0.19G(M)	15.0cm+5.0cm+5.0cm	4543527204507

保険医療材料請求分類: ガイディングカテーテル (2) 脳血管用・標準型 クラス分類: IV 販売名: メディキットガイディングカテーテルMH
医療機器承認番号: 21500BZZ00336000 JMDNコード: 17846104

Cerulean DD6 Plus

「セルリアン DD6 プラス」

Adjunctive techniqueを行うための広い内腔 (0.072 inch) を実現した6Fr Ceruleanは、先端柔軟部が屈曲した血管への良好なアクセスを可能にします。
Cerulean DD6 Plusをサポートとして併用することにより、インナーカテーテルの能力をサポートし、様々な症例に対応します。



Cerulean DD6 Plus (6Fr)

カテーテル先端形状 ▶ STA




製品コード	サイズ	長さ			カテーテル先端形状	品番	先端柔軟部 (ミドル長)	JANコード
		有効長 (cm)	全長 (cm)	コート長 (cm)				
OB1114	6Fr	103	108	30	STA	AO60BG0.16G (M)	15.0cm+5.0cm+5.0cm	4543527204514
OB1108		113	118	30	STA	AO60BG0.17G (M)	15.0cm+5.0cm+5.0cm	4543527204453

保険医療材料請求分類: ガイディングカテーテル (2) 脳血管用・標準型 クラス分類: IV 販売名: メディキットガイディングカテーテルMH
医療機器承認番号: 21500BZZ00336000 JMDNコード: 17846104

Axcelguide™

ガイディングシースキット「アクセルガイド」

ダイレーターを標準装備したダイレクトパンクチャーシステムの採用により、シースレスで直接ガイディングカテーテルを挿入して手技が行なえます。従来のシステムに比べ、内径を変えずに外径は約2Frのサイズダウンをしました。上腕アプローチ用には特殊な形状をラインナップしたことで、Bovine、Type-Ⅲなどの難しい症例に合わせて形状を選択できます。



※全長は止血弁の長さ(2cm)を含む
※製品ごとの詳細情報や付属品に関しては製品詳細・付属品リストをご確認ください

Axcelguide™ フェモラルアプローチ用

製品コード	サイズ	長さ			親水性コート	カテーテル先端形状
		有効長(cm)	全長(cm)	コート長(cm)		
AX0011	4Fr	78	85	なし	—	STA
AX0012		88	95	なし	—	
AX0044		93	100	なし	—	VTA
AX0013	5Fr	78	85	なし	—	STA
AX0014		88	95	なし	—	
AX0024		93	100	なし	—	
AX0033		93	100	なし	—	VTA
AX0025	6Fr	93	100	なし	—	
AX0102		78	85	30	○	STA
AX0103		88	95	30	○	
AX0020		93	100	なし	—	
AX0032		93	100	なし	—	
AX0043		88	95	なし	—	VTA

Axcelguide™ 上腕アプローチ用

製品コード	サイズ	長さ			親水性コート	カテーテル先端形状	先端形状折り返し長	インナーカテーテル	
		有効長(cm)	全長(cm)	コート長(cm)				製品コード	品番
AX0121	5Fr	98	105	30	○	Stiff-J-1	8cm	SZ4618	ST50BH0.19(M)SY-2
AX0122		98	105	30	○	Stiff-J-2	11cm	SZ4618	ST50BH0.19(M)SY-2
AX0038	6Fr	68	75	なし	—	MSK-guide 7.5×70	7.5cm	-	-
AX0049		68	75	なし	—	MSK-guide 5.0×70	5cm	-	-
AX0037		88	95	なし	—	MSK-guide 7.5×90	7.5cm	-	-
AX0078		88	95	なし	—	Stiff-J-1	8cm	SZ4335	ST60BH0.18(M)SY-2
AX0079		88	95	なし	—	Stiff-J-2	11cm	SZ4335	ST60BH0.18(M)SY-2
AX0047		88	95	なし	—	MSK-guide 5×90	5cm	-	-
AX0048		98	105	なし	—	MSK-guide 7.5×90	7.5cm	-	-

保険医療材料請求分類: ガイディングカテーテル (2) 脳血管用・標準型 クラス分類: Ⅳ 販売名: メディキットガイディングシースキット
医療機器承認番号: 23100BZX00050000 JMDNコード: 17846104

血管造影用カテーテル

術者ニーズにあわせた、多彩なカテーテルチューブと先端形状のバリエーションを展開する血管造影用カテーテル。

JB2 タイプ

カテーテル先端形状▶



製品コード	サイズ	有効長 (cm)	全長 (cm)	コート長 (cm)	親水性 コート	カテーテル 先端形状	外径 mm(inch)	内径 mm(inch)	適合最大 GW径	ミドル長	品番	JANコード
SZ4106	4Fr	115	124	なし	—	JB2	1.40(0.056)	1.02(0.040)	0.038"	1.0cm	ST40BG0.18	4543527188876
SZ0775		117	124	なし	—	JB2	1.40(0.056)	1.02(0.040)	0.038"	なし	ST40BG0.18	4543527085090
SZ2835		120	129	全面	○	JB-N18	1.40(0.056)	1.02(0.040)	0.038"	なし	ST40BG0.38(M)	4543527136693
SZ4389		125	134	80	○	JB2(T)	1.40(0.056)	1.02(0.040)	0.038"	2.0cm	ST40BG0.19(M)	4543527204064
SZ3902		130	139	なし	—	JB2	1.40(0.056)	1.02(0.040)	0.038"	なし	ST40BG0.19	4543527179683
SZ3390		145	152	全面	○	JB2	1.40(0.056)	0.92(0.036)	0.035"	なし	ST40BH0.3K(M)	4543527161152
SB7044	5Fr	115	122	なし	—	JB2	1.70(0.067)	1.05(0.041)	0.038"	なし	ST50BH0.38	4543527068307
SZ0774		117	124	なし	—	JB2	1.70(0.067)	1.05(0.041)	0.038"	10.0cm	ST50BH0.38N	4543527085083
SZ3502		120	127	100	○	JB2	1.70(0.067)	1.05(0.041)	0.038"	なし	ST50BH0.18N(M)	4543527165938
SZ2389		120	129	なし	—	JB2(125)	1.70(0.067)	1.05(0.041)	0.038"	なし	ST50BH0.38	4543527121811
SZ3642		120	129	70	○	JB3	1.70(0.067)	1.05(0.041)	0.038"	なし	ST50BH0.18K(M)	4543527171564
SZ4421		125	134	80	○	JB2(T)	1.70(0.067)	1.05(0.041)	0.038"	なし	ST50BH0.19K(M)	4543527205047
SZ4620	6Fr	127	133	90	○	JB2	1.70(0.067*)	1.02(0.040)	0.038"	なし	ST50BH0.29(M)	4543527211239
SZ4468		117	124	なし	—	JB2	2.00(0.079)	1.15(0.045)	0.038"	なし	ST60BM0.38	4543527209113
SZ4605		120	129	90	○	JB2	2.00(0.079*)	0.95(0.037)	0.035"	なし	ST60BH0.18(M)	4543527211086
SZ4244		125	134	90	○	JB2	2.00(0.079*)	0.95(0.037)	0.035"	なし	ST60BH0.19(M)	4543527195867
SZ4385		125	134	80	○	JB2(T)	2.00(0.079)	1.15(0.045)	0.038"	なし	ST60BM0.39(M)	4543527204026

シモンズタイプ * カウントダウン仕様(ボトル部 1.48 / 0.059)

製品コード	サイズ	有効長 (cm)	全長 (cm)	コート長 (cm)	親水性 コート	カテーテル 先端形状	外径 mm(inch)	内径 mm(inch)	適合最大 GW径	ミドル長	品番	JANコード
SZ2794	4Fr	115	124	なし	—	SIM2	1.40(0.056)	1.02(0.040)	0.038"	なし	ST40BG0.28S	4543527135153
SZ3901		130	139	なし	—	SIM2	1.40(0.056)	1.02(0.040)	0.038"	なし	ST40BG0.19	4543527179676
SZ3912	5Fr	119	122	なし	—	シモンズC	1.70(0.067)	1.05(0.041)	0.038"	なし	ST50BH0.38M	4543527180115
SZ3767		122	129	なし	—	シモンズC	1.70(0.067)	1.05(0.041)	0.038"	なし	ST50BH0.38M	4543527175760
SZ4501	6Fr	125	132	なし	—	シモンズC	2.00(0.079**)	1.05(0.041)	0.038"	なし	ST60BH0.39	4543527209441

ニュートンタイプ ** カウントダウン仕様(ボトル部 1.83 / 0.073)

製品コード	サイズ	有効長 (cm)	全長 (cm)	コート長 (cm)	親水性 コート	カテーテル 先端形状	外径 mm(inch)	内径 mm(inch)	適合最大 GW径	ミドル長	品番	JANコード
SZ3117	4Fr	120	129	全面	○	HN5	1.40(0.056)	0.92(0.036)	0.035"	なし	ST40BH0.38(M)	4543527147453
SZ1116	5Fr	120	129	なし	—	NWB	1.70(0.067)	1.05(0.041)	0.038"	なし	ST50BH0.38	4543527088145

製品コード	サイズ	有効長 (cm)	全長 (cm)	コート長 (cm)	親水性 コート	カテーテル 先端形状	外径 mm(inch)	内径 mm(inch)	適合最大 GW径	ミドル長	品番	JANコード
SZ0401	4Fr	115	124	なし	—	VTA	1.40(0.056)	1.02(0.040)	0.038"	なし	ST40BG0.28	4543527082433
SZ3085		117	124	65	○	VTA	1.40(0.056)	1.02(0.040)	0.038"	なし	ST40BG0.28(M)	4543527146197

製品コード	サイズ	有効長 (cm)	全長 (cm)	コート長 (cm)	親水性 コート	カテーテル 先端形状	外径 mm(inch)	内径 mm(inch)	適合最大 GW径	ミドル長	品番	JANコード
SZ2361	4Fr	115	124	なし	—	HHA	1.40(0.056)	1.02(0.040)	0.038"	なし	ST40BG0.18	4543527120265
SB5820	5Fr	115	124	なし	—	HHA	1.70(0.067)	1.05(0.041)	0.038"	なし	ST50BH0.38	4543527065238

製品コード	サイズ	有効長 (cm)	全長 (cm)	コート長 (cm)	親水性 コート	カテーテル 先端形状	外径 mm(inch)	内径 mm(inch)	適合最大 GW径	ミドル長	品番	JANコード
SZ1526	4Fr	115	124	50	○	MS2	1.40(0.056)	1.02(0.040)	0.038"	なし	ST40BG0.28S(M)	4543527091893
SZ4600		125	134	全面	○	モディファイドシモンズA	1.40(0.056)	1.02(0.040)	0.038"	2.5cm	ST40BG0.19K(M)	4543527211031
SZ4578	6Fr	117	124	50	○	MS2	2.00(0.079)	1.15(0.045)	0.038"	なし	ST60BM0.28(M)	4543527210812

製品コード	サイズ	有効長 (cm)	全長 (cm)	コート長 (cm)	親水性 コート	カテーテル 先端形状	外径 mm(inch)	内径 mm(inch)	適合最大 GW径	ミドル長	品番	JANコード
SZ4588	3.3Fr	115	124	80	○	MSK	1.15(0.046)	0.83(0.032)	0.032"	10.0cm	ST33BG0.18F(M)	4543527210911
SZ1480		115	123	なし	—	SEL-A	1.40(0.056)	0.92(0.036)	0.035"	なし	ST40BH0.18	4543527091473
SZ1481		115	123	なし	—	SEL-B	1.40(0.056)	0.92(0.036)	0.035"	なし	ST40BH0.18	4543527091480
SB1582		115	123	なし	—	サイドワインダー2	1.40(0.056)	0.92(0.036)	0.035"	なし	ST40BH0.18	4543527057738
SZ4586		120	127	80	○	MSK	1.40(0.056)	1.02(0.040)	0.038"	10.0cm	ST40BG0.38(M)	4543527210898
SZ1950		120	127	全面	○	SEL-A	1.40(0.056)	1.02(0.040)	0.038"	3.0cm	ST40BG0.38(M)	4543527095945
SZ1951	4Fr	120	127	全面	○	SEL-B	1.40(0.056)	1.02(0.040)	0.038"	5.0cm	ST40BG0.38(M)	4543527095952
SZ1699		125	133	なし	—	サイドワインダー2	1.40(0.056)	1.02(0.040)	0.038"	なし	ST40BG0.19	4543527093552
SZ3301		140	147	全面	○	SEL-A	1.40(0.056)	1.02(0.040)	0.038"	3.0cm	ST40BG0.3V(M)	4543527157049
SZ4311		145	152	40	○	フック45*2.5	1.40(0.056)	1.02(0.040)	0.038"	なし	ST40BG0.1K(M)2H	4543527198905
SZ3913		119	122	なし	—	SEL-A	1.70(0.067)	1.05(0.041)	0.038"	なし	ST50BH0.38M	4543527180122
SZ3766		119	122	なし	—	SEL-B	1.70(0.067)	1.05(0.041)	0.038"	なし	ST50BH0.38M	4543527175753
SZ4590	5Fr	125	132	100	○	MSK	1.70(0.067)	1.05(0.041)	0.038"	10.0cm	ST50BH0.19N(M)	4543527210935
SZ3955		145	152	40	○	フック45*2.5	1.70(0.067)	1.25(0.049)	0.038"	なし	ST50BG0.1K(M)2H	4543527181259
SZ4335		120	127	100	○	SY-2	2.00(0.079*)	0.95(0.037)	0.035"	なし	ST60BH0.18(M)	4543527199148

その他 * カウントダウン仕様(ボトル部 1.48 / 0.059)

保険医療材料請求分類: 血管造影用カテーテル (1) 一般用 クラス分類: IV 販売名: メディキット血管造影カテーテル

医療機器承認番号: 16100BZZ01089000 JMDNコード: 10688104

保険医療材料請求分類: 血管造影用カテーテル (1) 一般用 クラス分類: IV 販売名: メディキット血管造影カテーテルMH

医療機器承認番号: 21500BZZ00621000 JMDNコード: 10688104

製品詳細・付属品リスト

Axcelguide™(フェモラルアプローチ用)

製品コード	品番	ガイディングカテーテル		インナーカテーテル		付属品			JANコード
		先端柔軟部 (ミドル長)	先端からの マーカー位置*	有効長 (cm)	全長 (cm)	セル針	刺入口拡張用 ダイレーター**	ミニ GW	
AX0011	AX4007810D1 STA	4.0cm+8.0cm	1mm	—	—	17G	5.5Fr	—	4543527250177
AX0012	AX4008810D1 STA	2.0cm+2.0cm	1mm	—	—	17G	5.5Fr	—	4543527250184
AX0044	AX4009310D1 VTA	2.0cm+2.0cm	1mm	—	—	17G	6Fr	—	4543527250504
AX0013	AX5007810D1 STA	3.0cm+2.0cm +1.0cm+1.0cm	2mm	—	—	17G	6Fr	—	4543527250191
AX0014	AX5008810D1 STA	3.0cm+2.0cm +1.0cm+1.0cm	2mm	—	—	17G	6Fr	—	4543527250207
AX0024	AX5009310D1 STA	3.0cm+2.0cm +1.0cm+1.0cm	2mm	—	—	17G	6Fr	—	4543527250306
AX0033	AX5009310D1 STA	3.0cm+2.0cm +1.0cm+1.0cm	2mm	—	—	17G	6Fr	—	4543527250399
AX0025	AX5009310D1 VTA	3.0cm+2.0cm +1.0cm+1.0cm	2mm	—	—	17G	7Fr	—	4543527250313
AX0102	AX6007810D1 STA	2.0cm+2.0cm	3mm	—	—	17G	7Fr	—	4543527251082
AX0103	AX6008810D1 STA	2.0cm+2.0cm	3mm	—	—	17G	7Fr	—	4543527251099
AX0020	AX6009310D1 STA	2.0cm+2.0cm	1mm	—	—	17G	7Fr	—	4543527250269
AX0032	AX6009310D1 STA	2.0cm+2.0cm	3mm	—	—	17G	7Fr	—	4543527250382
AX0043	AX6008810D1 VTA	2.0cm+2.0cm	3mm	—	—	17G	7Fr	—	4543527250498

Axcelguide™(上腕アプローチ用)

製品コード	品番	ガイディングカテーテル		インナーカテーテル***		付属品			JANコード
		先端柔軟部 (ミドル長)	先端からの マーカー位置*	有効長 (cm)	全長 (cm)	セル針	刺入口拡張用 ダイレーター**	ミニ GW	
AX0121	AX5009811D1 Stiff-J-1-8.0	3.0cm+2.0cm +1.0cm+1.0cm	2mm	130	137	17G	6Fr	—	4543527251273
AX0122	AX5009811D1 Stiff-J-2-11.0	3.0cm+2.0cm +1.0cm+1.0cm	2mm	130	137	17G	6Fr	—	4543527251280
AX0038	AX6006810D3 MSK-guide7.5×70	5.0cm	1mm	—	—	22G	4.5Fr/6Fr/8Fr	0.025"	4543527250443
AX0049	AX6006810D3 MSK-guide5.0×70	2.5cm	1mm	—	—	22G	4.5Fr/6Fr/8Fr	0.025"	4543527250559
AX0037	AX6008810D3 MSK-guide7.5×90	5.0cm	1mm	—	—	22G	4.5Fr/6Fr/8Fr	0.025"	4543527250436
AX0078	AX6008811D1 Stiff-J-1-8.0	2.0cm+2.0cm	3mm	120	127	17G	7Fr	—	4543527250849
AX0079	AX6008811D1 Stiff-J-2-11.0	2.0cm+2.0cm	3mm	120	127	17G	7Fr	—	4543527250856
AX0047	AX6008810D3 MSK-guide5×90	2.5cm	1mm	—	—	22G	4.5Fr/6Fr/8Fr	0.025"	4543527250535
AX0048	AX6009810D3 MSK-guide7.5×90	5.0cm	1mm	—	—	22G	4.5Fr/6Fr/8Fr	0.025"	4543527250542

*マーカー幅は上記品全て1mm

**保険医療材料請求分類:ダイレーター

***保険医療材料請求分類:血管造影用カテーテル(1) 一般用

本社・東京営業所
〒113-0034 東京都文京区湯島1-13-2
TEL 03-3839-0201 FAX 03-3839-3977
e-mail: info@medikit.co.jp

札幌営業所
〒060-0807 札幌市北区
北7条西4-4-3 札幌クレストビル9F
TEL 011-709-6575 FAX 011-709-6576

仙台営業所
〒980-0811 仙台市青葉区
一番町1-1-31 山口ビル9F
TEL 022-264-4315 FAX 022-264-4314

埼玉営業所
〒330-0844 さいたま市大宮区
下町1-42-2 TS-5BLDG.7F
TEL 048-650-3577 FAX 048-647-2466

千葉営業所
〒263-0043 千葉市稲毛区小仲台3-8-8
TEL 043-287-0851 FAX 043-287-9003

横浜営業所
〒222-0033 横浜市港北区
新横浜3-9-5 新横浜第3東昇ビル3F
TEL 045-474-2242 FAX 045-474-2477

八王子営業所
〒192-0081 八王子市横山町22-1
エフ・ティービル八王子5F
TEL 042-631-1700 FAX 042-646-8021

名古屋営業所
〒461-0004 名古屋市東区
葵1-14-13 アーク新栄ビルディング9F
TEL 052-937-3555 FAX 052-937-3558

金沢営業所
〒920-8203 金沢市鞍月4-133 KCビル8F
TEL 076-266-1266 FAX 076-266-1268

京都営業所
〒600-8372 京都市下京区大宮通五条下る東側
南門前町480 富士火災京都ビル4F
TEL 075-354-9327 FAX 075-361-2393

関西営業所
〒541-0048 大阪市中央区瓦町3-1-12
旭洋ビル2F
TEL 06-4707-3771 FAX 06-4707-3773

神戸営業所
〒650-0022 神戸市中央区
元町通6-1-6 共進ビル6F
TEL 078-367-3414 FAX 078-371-7291

広島営業所
〒730-0029 広島市中区三川町7-7
三川町パーキングビル11F
TEL 082-249-5508 FAX 082-249-5655

松山営業所
〒790-0003 松山市三番町7-13-13
ミツネビルディング7F
TEL 089-933-7360 FAX 089-933-7321

福岡営業所
〒812-0025 福岡市博多区店屋町8-30
博多フコク生命ビル2F
TEL 092-281-8771 FAX 092-281-8773

宮崎営業所
〒883-0062 宮崎県日向市
大字日知屋字亀川17148-6
TEL 0982-50-2707 FAX 0982-54-4232

SPEC (Shiba Park Education Center)
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目3番12号
クローバー芝公園5F
TEL 03-6402-5777 FAX 03-3432-7260

流通倉庫
〒285-0802 千葉県佐倉市大作1-6-1
TEL 043-481-5150 FAX 043-498-3171

製造販売元
東郷メディキット株式会社
〒883-0062 宮崎県日向市大字日知屋字亀川
17148-6

発売元
メディキット株式会社
〒113-0034 東京都文京区湯島1-13-2
TEL:03-3839-0201 FAX:03-3839-3977



メディキット株式会社



<http://www.medikit.co.jp/>