FRED ACCESS SYSTEM

FRED™ のために設計されたアクセスシステム

- ステント留置をシステムでサポート
- 末梢部位や蛇行血管への到達を容易にするために
- ・コイル補強体とブレード補強体の2つを組み合わせたDuoテクノロジーを採用





ヘッドウェイPlus マイクロカテーテル

- ・6Frガイド使用時にダブルカテーテルテクニックが 可能なロープロファイルOD
- ・標的部位への容易なアクセスを可能にするための

SOFIASELECT

ディスタルアクセスカテーテル

- 送達性と内腔保持性
- 安定性
- 先端部の硬度のつけ方を変更した EXタイプを用意(5Frのみ)

仕様

FRED™ システム

コード番号	規格(mm) 径×全長/有効長		留置部血管	共通商品コード				
コード母号		3.0mm	3.5mm	4.0mm	4.5mm	5.0mm	5.5mm	(JAN)
MV-F350727	3.5×13/7	16/10	13/7					4987892121784
MV-F351127	3.5×17/11	22/17	17/11					4987892121791
MV-F351627	3.5×22/16	30/24	22/16					4987892121807
MV-F352427	3.5×31/24	40/34	31/24					4987892121814
MV-F353627	3.5×40/36	54/49	40/36					4987892121821
MV-F400727	4.0×13/7		16/10	13/7				4987892121838
MV-F401227	4.0×18/12		24/18	18/12				4987892121845
MV-F401727	4.0×23/17		31/26	23/17				4987892121852
MV-F402627	4.0×32/26		43/37	32/26				4987892121869
MV-F403827	4.0×44/38		58/53	44/38				4987892121876
MV-F450827	4.5×15/8			18/11	15/8			4987892121883
MV-F451327	4.5×20/13			26/19	20/13			4987892121890
MV-F451827	4.5×25/18			34/27	25/18			4987892121906
MV-F452827	4.5×34/28			45/39	34/28			4987892121913
MV-F453927	4.5×45/39			62/56	45/39			4987892121920
MV-F500927	5.0×15/9				18/12	15/9		4987892121937
MV-F501427	5.0×21/14				26/20	21/14		4987892121944
MV-F501927	5.0×26/19				35/28	26/19		4987892121951
MV-F502927	5.0×36/29				48/41	36/29		4987892121968
MV-F551427	5.5×22/14					28/22	22/14	4987892121975
MV-F552627	5.5×32/26					46/38	32/26	4987892121982

※1 ステント径と同サイズの血管内に留置した場合の全長および有効長 一般的名称:中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 販売名:FREDシステム 医療機器承認番号:30100BZX00117

※本製品の詳細は、添付文書をご参照ください。



記載されている社名、各種名称は、 テルモ株式会社および各社の商標または登録商標です。

©テルモ株式会社2020年5月



FLOW DIVERSION.







Flow Re-direction Endoluminal Device

フローダイバーターステント

FLOW DIVERSION SIMPLIFIED


~フローダイバーター手技にシンプルさと使いやすさを~


Performance

容易な留置とフローダイバージョン効果のためのDual-Filar構造

最適化されたデザイン

- ステントの確実な展開と、安定した留置のためのフレアエンド
- 素早い展開と血管への密着を高めるためのナイチノール素線(形状記憶)





Versatile Portfolio

幅広いラインナップ

FRED[™] システム

ステント径:3.5mm~5.5mm、ステント長*:13mm~45mm 全21品種 ※:ステント径と同サイズの血管内に留置した場合のステント全長

> デリバリープッシャー径 0.027インチ

フレア長 3mm

デリバリーワイヤー先端長 5mm

併用機器

マイクロカテーテル

品種	コード番号	内径 (inch)	先端形状	有効長 (cm)	外径(Fr.) Prox./Distal	マーカー数	共通商品コード (JAN)
ヘッドウェイ Plus27	MV-MS275P	0.027	ストレート	156	3.1/2.6	2	4987892033919

一般的名称:中心循環系マイクロカテーテル 販売名:ヘッドウェイPlus 医療機器承認番号:22800BZX00107

ディスタルアクセスカテーテル

	品種	コード番号	□径	先端外径	基部外径	内径	有効長	共通商品コード (JAN)		
	SOFIASELECT	MV-D5115ST *	5Fr	0.067inch /1.7mm	0.068inch /1.7mm	0.055inch	115cm	4987892098390		
		MV-D5125STS *					125cm	4987892125997		
	SOFIASELECT	MV-D6115ST	6Fr	0.0815inch	0.0825inch	0.070inch	115cm	4987892098413		
		MV-D6125ST *		/2.1mm /2.1mm	/2.1mm		125cm	4987892098437		
	SOFIASELECT EX	MV-D5115STX	5Fr	0.068inch/1.73mm	0.071inch/1.8mm	0.058inch	115cm	4987892112058		

^{**}受注生産品を含みます。詳細につきましては、弊社担当にお問い合わせください。 一般的名称:中心循環系ガイディング用血管内カテーテル 販売名:ディスタルアクセスカテーテル 医療機器承認番号:23000BZX00100