

SOFIASELECT™ EX

ディスタルアクセスカテーテル

MicroVention®
TERUMO

EXcellent Trackability. EXtra Support.

EXcellent Trackability for distal navigation and positioning.


- ・ 目的部位への容易なナビゲーションのために
柔らかい先端チップを採用



EXtra Support for reliable device delivery.

- ・ デバイスの留置時やリシース時の優れたサポート性
- ・ 蛇行血管における安定したデバイスデリバリーを実現するため耐キンク性(内腔保持性)を持つコイル/ブレードのハイブリッド補強体を採用

構造図



仕様

SOFIASELECT™ EX ディスタルアクセスカテーテル

コード番号	内径		先端部外径		手元部外径		有効長	先端部 柔軟長	先端形状
	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)			
MV-D5115STX	0.058	1.47	0.0685	1.74	0.071	1.8	115cm	9cm	ストレート

一般の名称: 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル 販売名: ディスタルアクセスカテーテル 医療機器承認番号: 23000BZX00100000

※本製品の詳細は、電子添文をご参照ください。



製造販売業者 テルモ株式会社 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1 www.terumo.co.jp

記載されている社名、各種名称は、
テルモ株式会社および各社の商標または登録商標です。

©テルモ株式会社2022年5月
22T160-1CB1.5CB2205