

メディキット カテーテルイントロジュサーキット スタンダードキット

現場ニーズに応じてカスタマイズするアンギオキットは、
患者様ごとに無菌性を確保し、
医療現場における業務効率化をサポートします。



※写真はスタンダードキットです。シース入りキットもございます。




メディキット株式会社


メディキットカテーテルイントロジェーサーキット

現場ニーズに応じてカスタマイズするアンギオキットは、患者様ごとに無菌性を確保し、医療現場における業務効率化をサポートします。

●キット内容



【A-78F】各種アプローチ用



- | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| ① シースセット
※シース入りキットのみ | ⑧ ガーゼ ×20 | ⑬ ロックシリンジ 20cc |
| ② ドレープ (2100×3200) 6穴操作板付 | ⑨ ビーカー 500cc | ⑭ ロックシリンジ 10cc×2 |
| ③ 吸水帯 | ⑩ ビーカー 300cc | ⑮ ロックシリンジ 5cc |
| ④ ラミシーツ (1200×1500) | ⑪ ビーカー 200cc | ⑯ ロックシリンジ 2.5cc |
| ⑤ ディスポ針 18G 1.1/2 | ⑫ ビーカー 100cc | ⑰ シリンジ 10cc (ブルー) |
| ⑥ ディスポ針 22G 1.1/2 | ⑬ ロックシリンジ 20cc | ⑱ シリンジ 10cc (ピンク) |
| ⑦ カテラン針 22G 60mm | ⑭ ロックシリンジ 10cc×2 | ⑲ 綿球 3cm×4 |
| | ⑮ ロックシリンジ 5cc | ⑳ 綿球鉗子 |
| | | ㉑ トレー 大 |
| | | ㉒ トレー 小 |

※各施設の手技に応じて内容物をカスタマイズ致します。詳しくは弊社営業担当へお問い合わせ下さい。

ドレープは6穴操作板付になっているため、左右のブラキアル、ラディアル、フェモラルアプローチが可能です。

●製品規格表

製品コード	品番	シース		ドレープ		保険医療材料請求分類	JANコード
		サイズ	付属GW	品番	アプローチ・穴数		
CK1645	CKHS	—	—	A-78F	各種アプローチ 6穴	—	4543527113533
CK1552	CKHS5025MS-AR3502C	5Fr 25cm	0.035 樹脂GW	A-78F	各種アプローチ 6穴	血管造影用 シースイントロジェーサーセット (2) 蛇行血管用	4543527048378
CK1924	CKHS4025MS-AR3052C	4Fr 25cm	0.035 樹脂GW	A-78F	各種アプローチ 6穴	血管造影用 シースイントロジェーサーセット (2) 蛇行血管用	4543527122931

販売名：メディキットカテーテルイントロジェーサーキット
医療機器承認番号：20100BZZ01415000
JMDNコード：10598000



発売元

メディキット株式会社

本社／〒113-0034 東京都文京区湯島1-13-2
TEL.03-3839-0201 (大代表) FAX.03-3839-3977

営業所／東京・札幌・仙台・埼玉・千葉・横浜・八王子・名古屋・金沢・京都・関西・神戸・広島・松山・福岡・宮崎

流通倉庫／千葉県佐倉市・宮崎県日向市

製造販売元／東郷メディキット株式会社

宮崎県日向市大字日知屋字亀川17148-6 TEL.0982-53-8000

URL:<http://www.medikit.co.jp/>

2021.07
20210630CK02-1