


Slim Guide™ Flex

- 6Fr Slim Guide™と同様に広い内腔(0.072インチ)を維持しながら、3種類の柔軟な先端ミドルセグメントにより挿入性を向上させました。
- マイクロカテーテルやディスタールアクセスカテーテル(DAC)のバックアップ向上を図り多様化する術者のニーズにお応えします。
- Transradial Approach用シースイントロデューサーとの併用でスレンダー-TRN(Transradial Neurointervention)の症例にも適しています。



スリムガイド フレックス

製品コード	品番	サイズ	有効長	全長	先端形状	親水性コート長	JANコード
OB1196	AO60BG0.15G(M)STA	6Fr	95cm	100cm	ストレート	30cm	4543527206099

販売名:メディキットガイディングカテーテルMH
医療機器承認番号:21500BZZ00336000

保険医療材料請求区分:ガイディングカテーテル(3)脳血管用

ご使用前に製品の電子添文を確認の上、記載されている説明に従って正しく使用してください。



メディキット株式会社

販売元:メディキット株式会社 〒113-0034 東京都文京区湯島1-13-2 TEL.03-3839-0201
製造販売元:東郷メディキット株式会社 〒883-0062 宮崎県日向市大字日知屋字亀川17148-6 TEL.0982-53-8000
営業所/東京・札幌・仙台・埼玉・千葉・八王子・横浜・金沢・名古屋・京都・関西・神戸・広島・松山・福岡・宮崎
流通倉庫/宮崎県日向市・千葉県佐倉市
<http://www.medikit.co.jp/>
<http://www.togomedikit.co.jp/>