

SOFIASELECT™


ディスタルアクセスカテーテル

 MicroVention®
TERUMO

Trusted Trackability.



構造図



仕様

SOFIASELECT™ ディスタルアクセスカテーテル

コード番号	口径	A		B		C		D	E	F	G
		内径		先端部外径		手元部外径					
		(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)				
MV-D5115ST	5Fr	0.055	1.40	0.066	1.68	0.067	1.7	115cm	17cm	98	ストレート
MV-D5125STS		0.055	1.40	0.066	1.68	0.067	1.7	125cm	17cm	108	ストレート
MV-D6115ST	6Fr	0.070	1.78	0.0815	2.1	0.0825	2.1	115cm	17cm	98	ストレート
MV-D6125ST		0.070	1.78	0.0815	2.1	0.0825	2.1	125cm	17cm	108	ストレート

一般的名称:中心循環系ガイディング用血管内カテーテル 販売名:ディスタルアクセスカテーテル 医療機器承認番号:23000BZX00100000

*MV-D5115ST,MV-D5125STS及びMV-D6125STは受注生産品となります。詳細につきましては弊社担当にお問い合わせください。

※本製品の詳細は、電子添文をご参照ください。



記載されている社名、各種名称は、テルモ株式会社および各社の商標または登録商標です。